

MANUTENÇÃO DIÁRIA	Audmax evolution																Mês: _____ Ano: _____ Número de série: _____															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Início do dia																																
Verificar nível do reservatório de solução alcalina																																
Substituir a água deionizada do reservatório																																
Realizar limpeza da sonda com álcool isopropílico 70%																																
Realizar limpeza do mixer com álcool isopropílico 70%																																
Verificar se há bolhas nas seringas (realizar Syringe Pump Air Exhausting se necessário)																																
Esvaziar os reservatórios de resíduos																																
Final do dia																																
Limpeza geral do equipamento (Detergente Neutro 0,5%)																																
Remover a condensação da bandeja de reagentes com pano absorvente																																
Adicionar 10 mL hipoclorito a 5% nos lavatório de lavagem do homogeneizador																																
Adicionar 10 mL hipoclorito a 5% nos lavatório de lavagem das sonda																																
MANUTENÇÃO SEMANAL																																
Lavagem de todos os reservatórios esensores de nível																																
Limpeza da probe com solução CS-Antibacterial 2% (Probe Rinsing)																																
Realizar a lavagem das cubetas (Rinse cuvette)																																
Verificar cubetas(Cuvette Blank)																																
Realizar Backup do software																																
MANUTENÇÃO MENSAL																																
Lavagem externa das cubetas com a solução CS-Antibacterial 2% (se possível deixar de molho por 12 horas)																																
Verificar lâmpada (Light Intensity)																																
Assinatura do Responsável																																
Legenda: A = Domingos e Feriados / B = Outros	Observações: 																															