

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome Completo:

Data de Nascimento: ____/____/____

COLE A ETIQUETA AQUI

ANGIOPLASTIA CORONÁRIA

Hora de instalação da pulseira de compressão ____:____

Volume de ar insuflado: ____ ml

Apazamento**Apresentou sangramento**

1 – Retirar 02 ml de ar da pulseira após 4 horas de instalação.

2 – Retirar 02 ml de ar da pulseira após 6 horas de instalação.

3 – Retirar a pulseira compressiva, após 8 horas da instalação, realizar curativo oclusivo e orientar o paciente a evitar manipulação por 24h.

Avaliar presença de hematoma ao redor do sítio de punção. Se presente, comunicar imediatamente o setor de hemodinâmica.

Observação: Se durante a desinsuflação da pulseira ocorrer sangramento pelo óstio, injeta novamente o volume de ar aspirado +5ml, não ultrapassando o limite máximo de 18ml. Aguardar mais duas horas para reiniciar todo o processo (abrir nova folha).

Conduta:

Carimbo e assinatura