

UNIDADE:

Mês/Ano:

DATA	HORA	RESP.	°T ATUAL	°T MÍNIMA	°T MÁXIMA	OBSERVAÇÃO
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Classificação do Equipamento

- () Banho Maria
() Estufa Bacteriológica/secagem
() Estufa de esterilização
() Geladeira
() Freezer/câmara fria
() Ambiente

Identificação do Equipamento

Nº do Registro: _____

Especificações

- Banho Maria 36 ° a 38 ° C
- Geladeira / Caixa Térmica 2 a 8 ° C
- Freezer/câmara fria - 10 ° C a - 20 ° C
- Estufa Bacteriológica 35 ° C a 37 ° C
- Estufa de Secagem 37 ° C a 56 ° C
- Estufa esterilização 180 ° C
- Temperatura Ambiente 20 ° C a 23 ° C

Legenda

- A. Manutenção Corretiva
B. Descongelamento
C. Limpeza
D. _____

Observações:

1. Em caso de não conformidade nas especificações relatar a ação corretiva no campo de observações.
2. Registro de temperaturas mínimas e máximas aplicáveis apenas a geladeira, freezer e câmara fria.
3. As temperaturas de geladeiras, freezer e câmara fria devem ser monitoradas duas vezes ao dia.

Líder / Gestor